

## ∴ Poignées Rechargeables HEINE BETA® 4 NT et Chargeur de Table HEINE® NT 4

Gestion de l'énergie nouvelle génération



∴ **BETA 4 NT et BETA 4 SLIM NT**  
pour chargeur de table NT 4.

∴ **Technologie Li-ion** : pas d'effet de mémoire, rechargement sans problème quel que soit le niveau de charge.



∴ **Capacité élevée** : plus de deux fois la capacité des batteries NiMH utilisées jusqu'ici.

∴ **Construction en métal de haute qualité** pour une grande stabilité et une longue durée de vie.

∴ **Charge rapide** : env. 2 heures de chargement seulement avec le chargeur de table NT 4.  
Affichage du statut de charge : Le boîtier de charge clignote pour confirmer le mode de charge. Le voyant continu signale la fin du chargement.



∴ **Indicateur d'état de charge sur le culot BETA 4 NT** : L'indicateur lumineux orange signale un niveau de charge bas.

Poignée rechargeable BETA 4 NT pour chargeur de table NT 4 X-007.99.396

Chargeur de table NT 4 X-002.99.494

Poignée rechargeable BETA 4 SLIM NT pour chargeur de table NT 4 X-007.99.474



## ∴ Poignée Rechargeable HEINE BETA® 4 USB



USB

### Gestion de l'énergie nouvelle génération

∴ **Sécurité et flexibilité maximale.** La poignée HEINE BETA4 USB peut être rechargée sans problème sur n'importe quel connecteur USB ou toute autre source d'énergie USB. Le module de séparation galvanique intégré exclusif en son genre protège la poignée et l'utilisateur des conséquences de fiches défectueuses. Ceci prévient de manière fiable le passage direct du courant du réseau dans la poignée.

∴ **Technologie Li-ion :** pas d'effet de mémoire, rechargement sans problème quel que soit le niveau de charge.

**LI ION**

∴ **Capacité élevée :** plus de deux fois la capacité des batteries NIMH utilisées jusqu'ici.

∴ **Charge rapide :** env. 4 heures de chargement.

∴ **Construction en métal de haute qualité** pour une grande stabilité et une longue durée de vie.



∴ **Indicateur d'état de charge :**  
Le voyant orange s'allume en cas de batterie faible, clignote vert pendant le chargement et s'allume vert en continu à la fin du chargement.

 **Poignée rechargeable BETA4 USB Li-ion**, avec câble USB et bloc d'alimentation enfichable homologué pour les applications médicales, support de poignée **X-007.99.388**

 **Poignée rechargeable Li-ion BETA4 USB** (sans câble USB) **X-007.99.387**

