

⚡ Tensiomètre Automatique Numérique **HEINE® EN 200 BP**

Mesure fiable des valeurs grâce à une prise de mesure exceptionnelle, précise et intuitive.

NEW!



Écran graphique avec 16 millions de couleurs avec écran tactile.

Numérique, entièrement automatique et avec guidage intuitif par menus. Utilisation simple, optimise le processus de travail et fait gagner du temps.

Possibilité de sauvegarde des dernières valeurs de tension artérielle et du pouls. 500 emplacements de mémoire disponibles par mode de mesure.

Détection fiable **des troubles du rythme cardiaque et des artefacts de mouvement.**



Exceptionnelle précision de mesure et du résultat (+/-3mmHg, pouls 30–220/min). Satisfait les hautes exigences scientifiques de la Société Européenne de l'Hypertension concernant l'exactitude des valeurs mesurées.

Trois modes de mesure: Mesure individuelle rapide, mesure double, mesure manuelle (auscultation avec un stéthoscope).

Traitement hygiénique simple et rapide par un design optimisé sans éléments de commande mobiles.

Technique de mesure électronique fabriqué exclusivement pour HEINE par ERKA.

Trousses de EN 200 BP

EN200 BP pour l'utilisation individuelle (câble USB long, bloc d'alimentation enfichable E4-USB), câble spiralé pour le raccordement des brassards, 3 brassards à usage permanent Quick Cuff (petit, adulte/adulte/grande, adulte) **M-000.09.171**

EN 200 BP à utiliser avec le transformateur mural EN 200 (câble USB court), câble spiralé pour le raccordement des brassards, 3 brassards à usage permanent Quick Cuff (petit, adulte/adulte/grande, adulte) **M-000.09.170**

Accessoires

Panier de rangement pour les brassards [01] **M-000.09.140**



[01]

BRASSARDS DE TENSIOMÈTRES POUR EN 200 BP:

- ∴ **Fermeture rapide de haute qualité en métal.**
- ∴ Différents brassards **pour chaque domaine d'application.**
- ∴ **Très bonne tolérance cutanée.** Sans latex et sans PVC. Biocompatible.
- ∴ **Manipulation simple.** Brassard avec valve de gonflage intégrée. Traitement hygiénique simplifié.



Brassard Quick Cuff (usage en continu)

Petit, adulte	20,5 – 28 Circonférence/cm	M-000.09.803
Adulte	27 – 35 Circonférence/cm	M-000.09.804
Grande, adulte	34 – 43 Circonférence/cm	M-000.09.805
Adulte, XL	42 – 54 Circonférence/cm	M-000.09.806

Brassard Quick Cuff Single-Patient (mode patient unique)

Petit, adulte (10 pcs.)	20,5 – 28 Circonférence/cm	M-000.09.813
Adulte (10 pcs.)	27 – 35 Circonférence/cm	M-000.09.814
Grande, adulte (10 pcs.)	34 – 43 Circonférence/cm	M-000.09.815