


**HEINE** QUALITY  
MADE IN GERMANY



## ⚡ Lampe frontale HEINE ML 4 LED HeadLight avec DV1

Caméra vidéo numérique pour des images haute résolution.

**HD**

HIGH-RESOLUTION  
DIGITAL IMAGES

**LIGHT  
WEIGHT**

LIGHTWEIGHT



OPTIMAL  
INTEGRATION



## LAMPE FRONTALE HEINE® ML 4 LED HEADLIGHT AVEC DV 1. CAMÉRA VIDÉO NUMÉRIQUE POUR DES IMAGES HAUTE RÉOLUTION.

Des images numériques haute résolution de chaque examen – c'est l'objet même de la nouvelle Caméra Vidéo Numérique DV 1 de HEINE qui s'intègre parfaitement avec l'éclairage coaxial de la lampe ML 4 LED HeadLight. Grâce à l'optique de précision HEINE, le moindre détail est reconnaissable sur l'image de la caméra. La Caméra DV 1 s'installe et se règle en quelques secondes sur le champ lumineux – et grâce à la légèreté, la ML 4 LED HeadLight reste tout aussi confortable à porter. Le raccordement de la caméra via une interface standard USB 2.0 garantit un transfert fiable et simple des données.

### HD

#### IMAGES NUMÉRIQUES HAUTE RÉOLUTION

La haute résolution de 1280 x 960 pixels de cette caméra est parfaite pour partager des images ou des techniques d'examen avec un auditoire plus important.

### LIGHT WEIGHT

#### LÉGÈRETÉ

Compacte, la caméra s'intègre si bien grâce à sa légèreté qu'elle est à peine perceptible lorsqu'on l'utilise avec la ML 4 LED HeadLight.



#### INTÉGRATION OPTIMALE

Un concept idéal pour une association remarquable : ML 4 LED HeadLight, Caméra Vidéo Numérique DV 1 et Loupe Binoculaire HEINE en option.



#### ML 4 LED HeadLight avec DV 1

ML 4 LED HeadLight avec Caméra Vidéo Numérique DV 1 et mPack UNPLUGGED avec transformateur à fiche [01]

J-008.31.470

ML 4 LED HeadLight avec Caméra Vidéo Numérique DV 1 et mPack avec transformateur à fiche [02]

J-008.31.471

