

∴ **Dermatoscope HEINE® NC 1**

Examen sans contact, qualité inégalée.



OPTIONAL
CONTACT PLATE



POLARISED
LIGHT



LED NOW IN HEINE QUALITY.



DERMATOSCOPE HEINE® NC 1. LE MEILLEUR DE DEUX MONDES.

Le nouveau dermatoscope NC 1 réunit deux instruments d'examen en un seul : il permet lors d'un premier dépistage rapide d'examiner les patients sans contact mais avec précision. Pas de désinfection chronophage ni de contact désagréable. Si une lésion cutanée exige ensuite un examen plus approfondi, il suffit de mettre en place un embout de contact pour transformer le NC 1 en un dermatoscope luminescent classique avec graduation et grossissement supplémentaire. Le système optique asphérique de haute qualité restitue des images d'une netteté parfaite, tandis que l'éclairage LED^{HQ} assure des couleurs naturelles. La monture en aluminium robuste et la qualité HEINE renommée sont le gage d'une grande longévité.



EXAMEN SANS CONTACT

Diagnostic sans contact associant rapidité d'examen et distance professionnelle. Grand champ de vision, profondeur de champ exceptionnelle avec un grossissement 6 fois.



LUMIÈRE POLARISÉE

Éliminant les reflets, cet éclairage permet de mieux observer les structures cristallines et vasculaires.



EMBOUT DE CONTACT EN OPTION

L'embout de contact magnétique doté d'un grossissement 9 fois restitue des images de grande qualité pour un diagnostic plus précis.

LED DE QUALITÉ HEINE

La nouvelle référence en matière d'éclairage à diodes électroluminescentes pour une luminosité uniforme avec un rendu fidèle et naturel des couleurs.



Dermatoscope NC 1

Tête de dermatoscope NC 1, **sans poignée** **D-008.78.130**

NC 1 Embout de contact avec graduation **D-000.78.115**

Trousses Dermatoscope NC 1

Tête de dermatoscope NC 1, avec poignée à piles mini3000 (avec piles) **D-008.78.132**

Tête de dermatoscope NC 1, avec poignée rechargeable mini3000 (avec batterie rechargeable) **D-008.78.133**

Tête de dermatoscope NC 1, avec embout de contact, poignée à piles mini3000 (avec piles) **D-008.78.134**

Tête de dermatoscope NC 1, avec embout de contact, poignée rechargeable mini3000 (avec batterie rechargeable) **D-008.78.135**

Tête de dermatoscope NC 1 avec embout de contact avec graduation, Tête d'otoscope mini3000 LED F.O., 2 poignées rechargeables mini 3000 (avec batterie rechargeable), Chargeur mini NT [01] **D-890.11.022**

Tête de dermatoscope NC 1 sans embout de contact, Tête d'otoscope mini3000 LED F.O., 2 poignées à piles mini 3000 (avec piles), avec 5 spéculums à usage unique AllSpec dans chaque diamètre (2,5 et 4 mm), Étui à fermeture éclair [02] **D-891.11.021**



sans embout de contact



avec embout de contact

